


WRIST [手首]

スポーツ医学先進国の米国で育った
ムーラーサポーター&ブレイスは、
様々な手首の問題に対応します。



スポーツ時の
手首・親指の問題に



① 手首のねじれを抑制したい

② 手首掌屈・背屈を抑制したい

③ 過度な動きによる親指の問題に

④ 手首を安定したい

⑤ 手首を強く、しっかり固定したい
(クラブ、ラケットが握れる)

日常生活(家事など)での慢性的な手首・指の問題に



転んで手をついてしまった
しゅうじょうこつこせつ どうこつえんいたんこせつ
(舟状骨骨折・橈骨遠位端骨折など)

親指の付け根や
6 手首の親指側の問題に
(ドケルバン病・親指の腱鞘炎など)

7 親指の付け根部分の問題に
(母指CM関節症など)

8 親指の中心部分の問題に
(母指MP関節症など)

9 手首の使いすぎによる炎症
(手根管症候群など)

10 手首を固定したい

11 小指側付け根部分の問題に
(TFCC損傷など)

手首の骨折後のケアに (病院指定の装具を使用後)



初期症状

中期症状

完全完治後

フィッテッド リストブレイス [左手用・右手用]

手の平側と甲部分からサンドイッチ固定



軽量
プラスチック
スプーン




S字型
プラスチック
ステー

サムスタビライザー

痛めた親指を快適に保護

親指をガードし反り返りを防ぐ、軽量のS字型プラスチックステー内蔵
通気性に優れた素材を採用

S字型プラスチックステー



アジャスタブル リストサポート

一日中つけていても快適

親指を支点に巻き付けて装着するフィギュアエイト構造で手首と手の甲を連携サポート
伸縮性のある素材で固定力を調整可能




リバーシブル リストブレイス

患部の動きを抑え、
痛みを軽減

手首を安定した角度に維持する軽量アルミスプーン内蔵

軽量アルミスプーン




Hg80[®] プレミアム・リストブレイス

スプリングで弾力サポート

軽量のメタルスプリング内蔵
手の平と手の甲側の両側ダブル構造で強い安定性を実現

メタルスプリング



WRIST [手首]




FITTED WRIST BRACE [LEFT / RIGHT]

フィッテッド リストブレイス [左手用・右手用]

強い固定力とフィット感を両立

手のひら側と甲側のサンドイッチ構造。不都合な手首のねじれや、掌屈(しょうくつ)・背屈(はいくつ)の動きを抑制。スポーツ時も、普段の生活の中でも使用可能。

左用・右用	ラップタイプ			
品名	フィッテッドリストブレイス			
品番	55038	55039	55028	55029
サイズ	S-M左用	L-XL左用	S-M右用	L-XL右用
手首回り	12~20cm	20~25cm	12~20cm	20~25cm
カラー	ブラック			
価格	¥2,800+税			



Jp PLUS+

Mueller
green

LATEX FREE

Protected by the
aegis
MICROBE SHIELD




THUMB STABILIZER

サムスタビライザー

2本のS字型ステーが親指の反り返りを保護

親指に位置するストラップで固定強度を調整可能。親指部位の改良により、耐久性が向上しました。

親指用	左右兼用	ラップタイプ
品名	サムスタビライザー	
品番	55277	
サイズ	フリーサイズ	
手首回り	14~26cm	
カラー	ブラック	
価格	¥3,500+税	



Jp PLUS+


LATEX FREE

Protected by the
aegis
MICROBE SHIELD



HG80® PREMIUM WRIST BRACE Hg80® プレミアム・リストブレイス

両端のメタルスプリングがダブルで手首を支える




左右兼用	ラップタイプ	
品名	Hg80® プレミアム・リストブレイス	
品番	59718	59719
サイズ	S~M	L~XL
手首回り	15~20cm	20~22cm
カラー	ブラック	
価格	¥3,000+税	



REVERSIBLE WRIST BRACE リバーシブル リストブレイス

作業時の手首の不安定な動きを抑える
軽作業、パソコン操作時におすすめ




左右兼用	ラップタイプ	
品名	リバーシブル リストブレイス	
品番	55237	
サイズ	フリーサイズ	
手首回り	14~20cm	
カラー	ブラック	
価格	¥3,500+税	



ADJUSTABLE WRIST SUPPORT アジャスタブル リストサポート

8の字に巻くラップ構造で親指支点のずれにくいサポーター
伸縮性を調整して手首の圧を加減することが可能



左右兼用	ラップタイプ	
品名	アジャスタブル リストサポート	
品番	57138	57139
サイズ	S~M	L~XL
手首回り	12~20cm	20~30cm
カラー	ブラック	
価格	¥1,900+税	

